



# **HEBU** **NEUROLINE**

**Saugrohre für die Neurochirurgie**  
**Suction Tubes for the neurosurgery**  
**Tubes d'aspiration pour la neurochirurgie**  
**Tubos de aspiración para la neurocirugía**




- Tränenförmige Sogsteuerung an Fingerplatte für eine sehr präzise Saugregulation
- Biegbares Material zum individuellen Formen des Saugrohres
- Konisches Design des Saugrohres verhindert verstopfen
- Umfangreiches Produktprogramm: 4 Längen und 7 Durchmesser von 4-12. Charr.
- Lieferung mit Reinigungsdraht

- Tear drop shaped thumb control for a very precise suction regulation
- Malleable material for individual forming of the suction hose
- Conical design of the tube prevents plugging
- Comprehensive product program: 4 length and 7 diameters from 4 to 12 Charr.
- Delivered with stylet

- Commande de succion en forme de larme sur contreplaque pour une régulation de l'aspiration de grande précision
- Matière souple permettant l'adaptation individuelle du tube d'aspiration
- Design conique du tube d'aspiration s'opposant à l'engorgement
- Large gamme de produits: 4 longueurs et 7 diamètres de 4 à 12 Charr.
- Livraison avec fil de nettoyage

- Mando succionador en forma de lágrima en la contraplaca para conseguir una regulación de la aspiración muy precisa
- Material flexible para modelar individualmente el tubo de aspiración
- El diseño cónico del tubo de aspiración impide la obstrucción
- Amplio programa de productos: 4 longitudes y 7 diámetros de 4-12 charr.
- Suministro con alambre de limpieza



Saugrohr, konisch, biegsam, tränenförmige Sogsteuerung an Fingerplatte  
 Suction tube, tapered, malleable, teardrop suction control on fingerplate  
 Tube d'aspiration, conique, malléable, commande de succion en forme de larme sur contreplaque  
 Tubo de aspiración, cónica, maleable, mando succionador en forma de lágrima en la contraplaca

Charr.	Ø mm	100 mm	115 mm	140 mm	165 mm	Arbeitslänge Working length Longueur utile Largo útil
		165 mm	180 mm	205 mm	230 mm	Gesamtlänge Total length Longueur totale Largo total
4	1,3 mm	HB 2665-04	HB 2665-14	HB 2665-24	HB 2665-34	
5	1,6 mm	HB 2665-05	HB 2665-15	HB 2665-25	HB 2665-35	
6	2,0 mm	HB 2665-06	HB 2665-16	HB 2665-26	HB 2665-36	
7	2,3 mm	HB 2665-07	HB 2665-17	HB 2665-27	HB 2665-37	
8	2,6 mm	HB 2665-08	HB 2665-18	HB 2665-28	HB 2665-38	
9	3,0 mm	HB 2665-09	HB 2665-19	HB 2665-29	HB 2665-39	
12	4,0 mm	HB 2665-12	HB 2665-22	HB 2665-32	HB 2665-42	



